


Anticorpo Policlonal De Coelho Dusp4 Para Wb, Elisa - Q13115

Número do item: CM0026145



introdução

O anticorpo policlonal de coelho DUSP4 detecta o DUSP4/MKP-2 humano em WB e ELISA. Tem como alvo a fosfatase de especificidade dupla que desfosforila ERK1/2, com um peso molecular previsto de ~43 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DUSP4 Rabbit pAb
Observações/Apelido	TYP, HVH2, MKP2, MKP-2, DUSP4
Espécie	Humano
GeneID (humano)	1846
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-168 do DUSP4 humano (NP_001385.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q13115
Peso da Proteína	43kDa
Envio	Saco de gelo