

Dut Rabbit Mab Para Wb, Elisa - P33316

Número do item: CM0006605



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade que visa o DUT humano (dUTPase), validado em WB e ELISA. Imunogênio recombinante terminal C; 27 kDa; reage cruzadamente com humano. Ideal para pesquisa de metabolismo de nucleotídeos e replicação de DNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DUT Rabbit mAb
Observações/Apelido	BMFDMS; dUTPase; DUT
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1854
ID do Gene	1854
Imunogênio	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 160-252 do DUT humano (NP_001020419.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P33316
Peso da Proteína	27kDa
Envio	Saco de gelo