


Anticorpo Policlonal De Coelho Dvl2 Para If/Icc, Elisa - O14641

Número do item: CM0027382



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho DVL2 validado para IF/ICC e ELISA, com reatividade cruzada para Camundongo. Tem como alvo o DVL2 humano (UniProt O14641), um mediador chave da sinalização Wnt. Ideal para pesquisa em desenvolvimento e sinalização.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DVL2 Rabbit pAb
Observações/Apelido	DVL2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1856
GeneID	1856
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 600-700 do DVL2 humano (NP_004413.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	O14641
Peso Proteico	79kDa
Envio	