


Anticorpo Policlonal De Coelho Dync1Li2 Para Wb - 043237

Número do item: CM0021933



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a cadeia leve intermédia de dineína 2 (DYNC1LI2), envolvida no tráfego de vesículas baseado em microtúbulos; validado para WB, IHC-P, ELISA em humano, rato e camundongo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	Anticorpo Policlonal de Coelho DYNC1LI2
Observações/Apelido	LIC2; DNCL12; DYNC1LI2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1783
ID do Gene	1783
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 328-492 do DYNC1LI2 humano (NP_006132.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Camundongo
SWISS	O43237
Peso da Proteína	54kDa
Envio	Saco de gelo