

Anticorpo Policlonico De Coelho E2F1 Para Wb E Elisa - Q01094

Número do item: CM0023645



introdução

Anticorpo policlonico de coelho de alta qualidade contra o fator de transcrição humano E2F1, validado para WB e ELISA. Adequado para amostras humanas, de camundongo e rato. Ideal para pesquisa de ciclo celular e apoptose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	E2F1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	RBP3; E2F-1; RBAP1; RBBP3; E2F1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	1869
GeneID	1869
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 301-437 da E2F1 humana (NP_005216.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q01094
Peso Proteico	47kDa
Envio	Bolsa de gelo