

Anticorpo Policlonal De Coelho E2F6 Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa, Chip - O75461

Número do item: CM0027995

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra o fator de transcrição humano E2F6. Adequado para aplicações WB, IF/ICC, IP, ELISA e ChIP. Reage de forma cruzada com humano e camundongo. Útil para pesquisa de ciclo celular e regulação gênica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	E2F6 pAb de Coelho
Observações/Apelidos	E2F-6; E2F6
Espécie	Humano
GeneID	1876
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-281 da E2F6 humana (NP_937987.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	O75461
Peso Proteico	32kDa
Transporte	Bolsa de gelo