


Ebf1 Pab De Coelho Para Wb, Elisa - Q9Uh73

Número do item: CM0016207



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra EBF1 humano, validado em WB e ELISA. Ideal para pesquisa de células B e desenvolvimento de ensaios IVD, visando o fator de transcrição pioneiro COE1.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	EBF1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	EBF; COE1; OLF1; O/E-1; EBF1
Espécie	Humano
GeneID	1879
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 500-591 do EBF1 humano (NP_076870.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9UH73
Peso da Proteína	64kDa
Envio	Saco de gelo