

Ece1 Pab De Coelho - P42892

Número do item: CM0019453



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra a ECE1 humana (enzima conversora de endotelina 1). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Detecta uma banda de aproximadamente 87 kDa. Ideal para pesquisas sobre o processamento da endotelina-1.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	ECE1 pAb de coelho
Observações/Alíás	ECE; ECE1
Espécie	Humana
GeneID (humano)	1889
GeneID	1889
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 670-770 da ECE1 humana (NP_001388.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	P42892
Peso da proteína	87 kDa
Transporte	Bolsa de gelo