


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ech1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q13011

Número do item: CM0013466



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-ECH1 validado para WB, IHC-P e ELISA; reage com ECH1 humano, de camundongo e de rato; tem como alvo a isomerase delta(3,5)-Delta(2,4)-dienoil-CoA na beta-oxidação de ácidos graxos; para pesquisas mitocondriais e peroxissomais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	pAb de coelho anti-ECH1
Observações/alias	HPXEL; ECH1
Espécie	Humana
GeneID (humano)	1891
GeneID	1891
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-328 da ECH1 humana (NP_001389.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	Q13011
Peso da proteína	36 kDa
Envio	Bolsa de gelo