

Eda Rabbit Pab Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q92838

Número do item: CM0026848



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado à EDA humana (Ectodisplasina-A). Adequado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reatividade cruzada com camundongo e rato. Uso em pesquisa em biologia do desenvolvimento e estudos de displasia ectodérmica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Descrição
Nome do Produto	EDA Rabbit pAb
Observações/Alias	ED1; HED; EDA1; EDA2; HED1; ODT1; XHED; ECTD1; XLHED; ED1-A1; ED1-A2; EDA-A1; EDA-A2; TNLG7C; STHAGX1; EDA
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1896
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 62-182 da EDA humana (NP_001390.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q92838
Peso Proteico	41kDa
Transporte	Saco de gelo