

Anticorpo Policlonal De Coelho Eed Para Wb, If, Ip, Elisa - 075530

Número do item: CM0027655



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra EED humano (Proteína Polycomb EED, HEED, WAIT-1). Adequado para WB, IF/ICC, IP e ELISA; reage cruzadamente com humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisas epigenéticas e de câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	EED pAb Coelho
Observações/Apelido	HEED; COGIS; WAIT1; EED
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	8726
ID do Gene	8726
Imunógeno	Proteína recombinante / Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-400 do EED humano (NP_694536.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	075530
Peso da Proteína	50kDa
Envio	Saco com gelo