


Eef2 Rabbit Mab - P13639

Número do item: CM0006228



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante que visa o fator de elongação 2 humano (eEF2). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para pesquisa de elongação de tradução e neurodegeneração.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	eEF2 Rabbit mAb
Observações/Apelido	EF2; EF-2; EEF-2; SCA26; eEF2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1938
GeneID	1938
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 759-858 do eEF2 humano (P13639).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P13639
Peso Proteico	95kDa
Envio	Saco de gelo