


Eefsec Coelho Pab - P57772

Número do item: CM0019514



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra EEFSEC (SELB) humano, validado para Western blot (WB) e ELISA. Reconhece o fator de elongação específico de selenocisteína envolvido na tradução de selenoproteínas. Útil para estudar a biossíntese de selenoproteínas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	EEFSEC Coelho pAb
Observações/Apelido	SELB, EFSEC, EEFSEC
Espécie	Humano
GeneID (humano)	60678
GeneID	60678
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 347-596 do EEFSEC humano (NP_068756.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P57772
Peso Proteico	65kDa
Envio	Saco de gelo