


Mab De Coelho Anti-Egfr Para Wb, Ihc-P, Elisa - P00533

Número do item: CM0007424



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-EGFR de alta afinidade, validado para WB, IHC-P e ELISA. Apoiar pesquisas sobre a sinalização do receptor de EGF, a biologia do câncer e o desenvolvimento de ensaios diagnósticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-EGFR
Observações/alias	EGFR; ERBB; ERBB1; HER1; NISBD2; PIG61; mENA; receptor do fator de crescimento epidérmico
Espécie	Humana
ID do gene	1956
Imunógeno	Proteína recombinante: proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 335-525 do EGFR humano (NP_005219.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humana
SWISS	P00533
Peso da proteína	44kDa/69kDa/77kDa/134kDa
Envio	Bolsa de gelo