

Anticorpo Policlonal Coelho Egfr Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P00533

Número do item: CM0016303



introdução

Anticorpo Policlonal Coelho EGFR validado para aplicações de WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Reage de forma cruzada com humano, rato e camundongo. Imunógeno recombinante abrangendo aminoácidos 1021-1210. Adequado para estudos de câncer e sinalização.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Policlonal Coelho EGFR
Observações/Apelido	ERBB; ERRP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2; EGFR
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1956
GeneID	1956
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1021-1210 do EGFR humano (NP_005219.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P00533
Peso Proteico	134kDa
Envio	Saco de Gelo