


Anticorpo Policlonal De Coelho Egfr Para Wb, Ip, Elisa - P00533

Número do item: CM0020151



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o EGFR humano (ErbB-1, HER1). Validado para WB, IP, ELISA; reage cruzadamente com humano, camundongo, rato. Ideal para estudar sinalização de receptor tirosina quinase e oncologia. 134 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	EGFR pAb Coelho
Observações/Apelido	ERBB; ERRP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2; EGFR
Espécie	Humano
GeneID	1956
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1100-1200 do EGFR humano (NP_005219.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P00533
Peso da Proteína	134kDa
Envio	Saco de gelo