

Anticorpo Policlonal Coelho Ehd4 Para Wb E Elisa - Q9H223

Número do item: CM0014633

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a EHD4/PAST4, validado para Western blot e ELISA. Detecta EHD4 humano e de camundongo (~61kDa). A EHD4 atua no transporte endossomal inicial e na angiogênese, sendo relevante para pesquisa em câncer e cardiovascular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Policlonal Coelho EHD4
Observações/Apelido	PAST4; EHD4
Espécie	Humano
ID do Gene	30844
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 362-541 da EHD4 humana (NP_644670.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9H223
Peso Proteico	61kDa
Envio	Saco de Gelo