


Anticorpo Policloonal De Coelho Eif2S3 Para Wb, Elisa - P41091

Número do item: CM0027734



introdução

Anticorpo policloonal de coelho EIF2S3 confiável para WB e ELISA, com reatividade cruzada com rato. Tem como alvo o fator de iniciação da tradução eIF2-gama, adequado para pesquisa de síntese proteica e estudos do complexo eIF2.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	EIF2S3 Rabbit pAb
Observações/Alias	EIF2; EIF2G; MEHMO; MRXSBRK; eIF-2gA; EIF2gamma; EIF2S3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1968
GeneID	1968
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 173-472 da EIF2S3 humana (NP_001406.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Rato
SWISS	P41091
Peso Proteico	51kDa
Envio	Bolsa de gelo