


Anticorpo Policlonal Coelho Eif3F (Pab) Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - 000303

Número do item: CM0028945



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra EIF3F humano (eIF3-p47, MRT67, EIF3S5). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Adequado para pesquisa de iniciação da tradução e sinalização Notch. ~38 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo pAb Coelho EIF3F
Observações/Apelido	MRT67; EIF3S5; eIF3-p47; EIF3F
Espécie Alvo	Humano
GeneID (humano)	8665
GeneID	8665
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 88-357 do EIF3F humano (NP_003745.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O00303
Peso Molecular da Proteína	38kDa
Envio	Em saco de gelo