


Anticorpo Policlonal De Coelho Eif3H Para Wb, Ip, If/Icc, Elisa - O15372

Número do item: CM0014989



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra EIF3H (eIF3-p40), validado para WB, IP, IF/ICC, ELISA em humano, camundongo, rato. Ideal para estudar o início da tradução e a síntese proteica. - O15372

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	EIF3H pAb de Coelho
Observações/Apelido	EIF3S3; eIF3-p40; eIF3-gama; EIF3H
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	8667
GeneID	8667
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 80-340 do EIF3H humano (NP_003747.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IP, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O15372
Peso Proteico	40kDa
Envio	Saco de gelo