

Anticorpo Monoclonal De Coelho Eif4A1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P60842

Número do item: CM0006734



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra eIF4A1 humano (DDX2A), validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP e ELISA. Reconhece eIF4A1 de humano, camundongo, rato e macaco — ideal para pesquisa de iniciação de tradução.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	eIF4A1 mAb de Coelho
Observações/Apelido	DDX2A; EIF4A; EIF-4A; eIF4A-I; eIF-4A-I; eIF4A1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1973
ID do Gene	1973
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-100 do eIF4A1 humano (NP_001407.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato, Macaco
SWISS	P60842
Peso da Proteína	46kDa
Envio	Saco com gelo