


Anticorpo Policlonal De Coelho Eif4Enif1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nra8

Número do item: CM0017659



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho (pAb) EIF4ENIF1 para WB, IF/ICC, ELISA. Tem como alvo o transportador do fator de iniciação da tradução eucariótica 4E, um componente-chave dos corpos-P que regula a estabilidade e tradução do mRNA. Reage de forma cruzada com humano, rato, rato. Ideal para estudos de regulação da tradução.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo pAb de Coelho EIF4ENIF1
Observações/Apelido	4E-T; Clast4; EIF4ENIF1
Espécie	Humano
GeneID	56478
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 150-250 do EIF4ENIF1 humano (NP_001157973.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	Q9NRA8
Peso Proteico	108kDa
Envio	Saco de gelo