

Eif4G2/P97 Anticorpo Mab De Coelho Para Wb, Ihc-P, Ip E Elisa - P78344

Número do item: CM0006275



introdução

Anticorpo Monoclonal de Coelho EIF4G2/p97 para western blot, imuno-histoquímica, imunoprecipitação e ELISA. Reage cruzadamente com humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisas de iniciação de tradução e apoptose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	EIF4G2/p97 Rabbit mAb
Observações/Apelido	P97; AAG1; DAP5; NAT1; EIF4G2/p97
Espécie	Humano
GeneID (humano)	1982
GeneID	1982
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 320-490 do EIF4G2/p97 humano (NP_001409.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P78344
Peso da Proteína	102kDa
Envio	Saco de gelo