

Eif5A Pab De Coelho Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P63241

Número do item: CM0023160



introdução

Anticorpo policlonal que visa o eIF5A humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage com eIF5A humano e de rato, envolvido no alongamento da tradução e no resgate do ribossomo. Ideal para pesquisas sobre síntese proteica, apoptose e replicação viral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	eIF5A pAb de Coelho
Observações/Apelido	FABAS; EIF-5A; EIF5A1; eIF-4D; eIF5AI; eIF5A
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1984
ID do Gene	1984
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-154 do eIF5A humano (NP_001137234.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	P63241
Peso Proteico	17kDa
Envio	Saco de gelo