


Anticorpo Policlonal De Coelho Eif6 Para Wb, If/Icc, Elisa - P56537

Número do item: CM0022452



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra EIF6 humano, validado para WB, IF/ICC, ELISA. Detecta EIF6 endógeno (27kDa) com reatividade cruzada para camundongo e rato. Adequado para pesquisas sobre iniciação da tradução e biogênese do ribossomo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	EIF6 pAb de Coelho
Observações/Apelido	CAB; EIF3A; eIF-6; p27BBP; ITGB4BP; b(2)gcn; p27(BBP); EIF6
Espécie	Humano
ID do Gene	3692
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-245 do EIF6 humano (NP_852133.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P56537
Peso Proteico	27kDa
Envio	Saco de gelo