

Elac2 Pab De Coelho - Q9Bq52

Número do item: CM0028690



introdução

Anticorpo policlonal de coelho para ELAC2 validado para Western blot (WB), imunohistoquímica (IHC-P) e ELISA; detecta ELAC2 humano, de camundongo e rato, uma endonuclease mitocondrial de processamento de tRNA envolvida na maturação de RNA e montagem de ribossomos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ELAC2 pAb de Coelho
Observações/Alias	ELC2; HPC2; COXPD17; ELAC2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	60528
GeneID	60528
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9BQ52
Peso da Proteína	92kDa
Envio	Bolsa de gelo