

Elapor1 Rabbit Pab - Q6Uxg2

Número do item: CM0020119

introdução

O ELAPOR1 Rabbit pAb é um anticorpo policlonal para WB e ELISA, que detecta ELAPOR1 humano, de camundongo e de rato (111 kDa). Este regulador da apoptose e da autofagia associado a endossomos/lisossomos é ideal para pesquisas sobre câncer e morte celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	ELAPOR1 Rabbit pAb
Observações/Abreviações	EIG121; KIAA1324; ELAPOR1
Espécie	Humana
GeneID (humano)	57535
GeneID	57535
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 30-130 do ELAPOR1 humano (NP_065826.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	Q6UXG2
Peso da proteína	111 kDa
Envio	Em bolsa de gelo