

Anticorpo Policlonal De Coelho Elmod3 Para Wb, Elisa - Q96Fg2

Número do item: CM0026122

introdução

Anticorpo policlonal de coelho ELMOD3 validado para WB, ELISA, reage com humano, camundongo, rato. O alvo é uma proteína ativadora de GTPase para ARL2, implicada na perda auditiva. Ideal para IVD e pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ELMOD3 pAb de Coelho
Observações/Apelido	LST3; RBED1; RBM29; DFNA81; DFNB88; ELMOD3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	84173
GeneID	84173
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante correspondente aos aminoácidos 290-381 do ELMOD3 humano (NP_001128493.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q96FG2
Peso da Proteína	43kDa
Envio	Saco de gelo