

Anticorpo Policlonal De Coelho Elovl6 Para Wb, Elisa - Q9H5J4

Número do item: CM0020793

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado ao ELOVL6 humano, adequado para Western blotting e ELISA. Detecta ELOVL6 em amostras humanas, de camundongo e de rato. Ideal para estudos sobre alongamento de ácidos graxos de cadeia muito longa e metabolismo lipídico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ELOVL6 pAb de Coelho
Observações/Apelido	FAE; LCE; FACE; hELO2; ELOVL6
Espécie	Humano
ID do Gene	79071
Imunogénio	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 50-150 do ELOVL6 humano (NP_076995.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9H5J4
Peso Proteico	31kDa
Envio	Saco de gelo