

Anticorpo Policlonal Eno1 De Coelho Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P06733

Número do item: CM0015055



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à α -enolase humana (ENO1) para WB, IHC-P, IF/ICC, IP e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo. Ideal para estudos sobre glicólise, repressão transcripcional e ativação do plasminogênio.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ENO1 Rabbit pAb
Observações/Alias	NNE; PPH; MPB1; ENO1L1; ENO1-IT1; HEL-S-17; ENO1
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	2023
GeneID	2023
Imunógeno	Proteína recombinante; proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-434 da ENO1 humana (NP_001419.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P06733
Peso da Proteína	47kDa
Envio	Saco de gelo