

Eno2 Mab De Coelho Para Wb - P09104

Número do item: CM0002804



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado à ENO2 humana (gama-enolase, NSE), validado para WB, IF/ICC, IF-F, IHC-P e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Adequado para pesquisa em neurociência e detecção de enolase específica de neurônios.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ENO2 mAb de coelho
Observações/Alias	NSE; HEL-S-279; ENO2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2026
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 47-100 da ENO2 humana (NP_001966.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-F, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P09104
Peso da Proteína	47 kDa
Envio	Saco de gelo