

Anticorpo Policlonal De Coelho Eno2 Para Wb E Elisa - P09104

Número do item: CM0026027



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho ENO2 direcionado à enolase gama humana (NSE) para Western blot e ELISA. Reatividade cruzada validada com humano, camundongo e rato. Ideal para estudar glicólise, neuroproteção e biomarcadores de câncer.

[Saiba mais](#)

Especificação	Detalhes
Nome do Produto	ENO2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	NSE; HEL-S-279; ENO2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	2026
ID do Gene	2026
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-127 do ENO2 humano (NP_001966.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P09104
Peso Proteico	47kDa
Envio	Saco de Gelo