

Anticorpo Policlonal De Coelho Enos Para Wb, If-P, Elisa - P29474

Número do item: CM0013675



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra a óxido nítrico sintase endotelial humana (eNOS/NOS3). Validado para WB, IF-P, ELISA. Detecta banda de 133 kDa; tem reação cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisa em sinalização vascular e de NO.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	eNOS Rabbit pAb
Observações/Apelido	eNOS; ECNOS
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4846
GeneID	4846
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1000-1203 da eNOS humana (NP_000594.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P29474
Peso da Proteína	133kDa
Envio	Bolsa de gelo