

Enpep Pab De Coelho Para Wb, Elisa - Q07075

Número do item: CM0012858



introdução

O pAb de coelho ENPEP (APA/CD249/gp160) é um anticorpo policlonal que detecta a glutamil aminopeptidase humana e de camundongo em WB e ELISA. Ideal para pesquisas sobre hipertensão e doenças renais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de coelho ENPEP
Observações/Apelidos	APA; CD249; gp160; ENPEP
Espécie	Humana
GeneID (humano)	2028
GeneID	2028
Imunógeno	Peptídeo sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Camundongo
SWISS	Q07075
Peso da Proteína	109 kDa
Transporte	Bolsa de gelo