

Enpep Rabbit Pab Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q07075

Número do item: CM0026946



introdução

Deteção precisa de glutamil aminopeptidase em amostras humanas, de camundongo e rato. Este pAb de coelho suporta Western blot, IHC-P e ELISA em estudos de hipertensão e biologia renal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ENPEP Rabbit pAb
Observações/Apelidos	APA; CD249; gp160; ENPEP
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2028
GeneID	2028
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 708-957 da ENPEP humana (NP_001968.3).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q07075
Peso Proteico	109kDa
Envio	Saco de gelo