

## Enpp2 Coelho Pab Para Wb, Elisa - Q13822

Número do item: CM0020502



### introdução

ENPP2 Coelho pAb é um anticorpo policlonal validado para WB e ELISA, direcionado à lisofosfolipase D ENPP2/ATX humana e de camundongo (Q13822) para pesquisa da via do ácido lisofosfatídico.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro            | Valor                                                                                                                         |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto      | ENPP2 Coelho pAb                                                                                                              |
| Observações/Apêndice | ATX; NPP2; ATX-X; PDNP2; LysoPLD; AUTOTAXIN; PD-IALPHA; ENPP2                                                                 |
| Espécie              | Humano                                                                                                                        |
| GeneID (Humano)      | 5168                                                                                                                          |
| GeneID               | 5168                                                                                                                          |
| Imunogênio           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 564-863 do ENPP2 humano (NP_001035181.1) |
| Fonte                | Coelho                                                                                                                        |
| Categoria            | Anticorpos Policlonais                                                                                                        |
| Aplicação            | WB, ELISA                                                                                                                     |
| Reatividade Cruzada  | Humano, Camundongo                                                                                                            |
| SWISS                | Q13822                                                                                                                        |
| Peso Proteico        | 99kDa                                                                                                                         |
| Envio                | Em saco de gelo                                                                                                               |