

Anticorpo Monoclonal De Coelho Contra Enterovírus Ev71 3D (Wb, Elisa) - Ev71 3D

Número do item: CM0004980

introdução

Anticorpo Monoclonal (mAb) de Coelho contra Enterovírus EV71 3D para aplicações em Western blot (WB) e ELISA. Imunogénio expresso de forma recombinante; deteta a proteína EV71 3D com reatividade cruzada humana. Ideal para investigação em virologia e desenvolvimento de diagnósticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho EV71 3D
Espécie	Enterovírus
Imunogénio	Proteína recombinante do Enterovírus EV71 3D
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana
Peso Proteico	51kDa
Envio	Saco de gelo