


Anticorpo Monoclonal De Coelho Erab/Hsd17B10 Para Wb, Elisa - Q99714

Número do item: CM0002201



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra ERAB/HSD17B10 humano (HSD17B10, ID do gene 3028), adequado para WB e ELISA. Reage cruzadamente com amostras de humano, camundongo e rato. Detecta uma banda de proteína de 27 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de coelho ERAB/HSD17B10
Observações/Alias	ABAD; CAMR; ERAB; HCD2; MHBD; HADH2; MRPP2; MRX17; MRX31; SCHAD; MRXS10; SDR5C1; HSD10MD; 17b-HSD10; DUPXp11.22; ERAB/HSD17B10
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3028
ID do Gene	3028
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 162-261 de ERAB/HSD17B10 humano (Q99714).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q99714
Peso Proteico	27 kDa
Transporte	Bolsa de gelo