


Anticorpo Policlonal De Coelho Eral1 Para Wb E Elisa - 075616

Número do item: CM0016446



introdução

Anticorpo policlonal de coelho Anti-ERAL1 de alta qualidade validado para WB e ELISA. Detecta ERAL1 humano, de camundongo e de rato, uma GTPase mitocondrial crítica para a ligação ao rRNA 12S e montagem da subunidade pequena. Ideal para pesquisa mitocondrial e desenvolvimento de diagnósticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ERAL1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	ERA; CEGA; ERA-W; H-ERA; ERAL1A; ERAL1B; HERA-A; HERA-B; PRLTS6; ERAL1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	26284
GeneID	26284
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 198-437 do ERAL1 humano (NP_005693.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	075616
Peso da Proteína	48kDa
Envio	Saco de gelo