

Anticorpo Policlonal De Coelho Esrp1 Para Wb, Elisa - Q6Nxg1

Número do item: CM0014038



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho ESRP1 validado para WB e ELISA em humanos e camundongos. Tem como alvo a proteína reguladora de splicing epitelial 1, um fator de splicing envolvido na TME e na regulação de isoformas específicas do epitélio. Adequado para pesquisa em surdez e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ESRP1 pAb Coelho
Observações/Apelido	RBM35A; RMB35A; DFNB109; ESRP1
Espécie	Humano
ID do Gene	54845
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-220 do ESRP1 humano (NP_060167.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q6NXG1
Peso da Proteína	76kDa
Envio	Saco de gelo