


Anticorpo Policlonal De Coelho Esrrb Para Wb E Elisa - 095718

Número do item: CM0027990



introdução

Anticorpo policlonal de coelho ESRRB validado para Western blot e ELISA. Reconhece o recetor nuclear ERR2 humano e de rato. Adequado para investigação sobre pluripotência de células estaminais, desenvolvimento precoce e regulação transcricional. 095718.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ESRRB pAb de Coelho
Observações/Pseudônimo	ERR2; ERRb; ESRL2; NR3B2; DFNB35; ERRbeta2; ERR beta-2; ESRRB
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2103
GeneID	2103
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 434-508 do ESRRB humano (NP_004443.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	095718
Peso Proteico	48kDa
Envio	