

Etf1 Rabbit Pab Para Wb, If/Icc, Elisa - P62495

Número do item: CM0030520



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra ETF1 humano, validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reconhece ETF1 humano, de camundongo e de rato (49 kDa), um fator de terminação de tradução. Ideal para estudar síntese proteica e degradação mediada por nonsense.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ETF1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	ERF; RF1; ERF1; TB3-1; D5S1995; SUP45L1; ETF1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2107
GeneID	2107
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 278-437 do ETF1 humano (NP_004721.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P62495
Peso da Proteína	49kDa
Envio	Saco com gelo