

Anticorpo Policlonal De Coelho Etnk2 Para Wb, Elisa - Q9Nvf9

Número do item: CM0017830

introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho ETNK2 de alta especificidade validado para Western blotting e ELISA. Detecta etanolamina quinase 2 humana, envolvida na biossíntese de fosfolipídios. Ideal para pesquisa de IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ETNK2 pAb Coelho
Observações/Apelido	EKI2; HMFT1716; ETNK2
Espécie	Humano
ID do Gene (humano)	55224
ID do Gene	55224
Imunogênio	Proteína recombinante ou proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-386 do ETNK2 humano (NP_060678.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9NVF9
Peso da Proteína	45kDa
Envio	Saco de gelo