


Ets1 Rabbit Pab - P14921

Número do item: CM0019093



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra o fator de transcrição ETS1 humano para aplicações de WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage cruzadamente com humano e camundongo. Adequado para pesquisa de regulação gênica, imunidade e angiogênese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ETS1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	p54; ETS-1; EWSR2; c-ets-1; ETS1
Espécie	Humano
ID do Gene	2113 (Humano)
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-260 do ETS1 humano (NP_005229.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P14921
Peso da Proteína	50kDa
Envio	Saco com gelo