


Anticorpo Policlonal De Coelho Etv4 Para Wb, Elisa - P43268

Número do item: CM0020755



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho ETV4 (P43268) validado para WB e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Imunogênio recombinante cobrindo os aminoácidos 40-246 do ETV4 humano. Tem como alvo um ativador transcricional envolvido no posicionamento de neurônios motores e na diferenciação de queratinócitos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ETV4 pAb de Coelho
Observações/Apelido	E1AF; PEA3; E1A-F; PEAS3; ETV4
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2118
GeneID	2118
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 40-246 do ETV4 humano (NP_001977.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P43268
Peso Proteico	54kDa
Envio	Saco de gelo