

Mab De Coelho Contra Ev71 3C - Ev71 3C

Número do item: CM0006569

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra a protease 3C do enterovírus EV71, validado para WB e ELISA. Adequado para a detecção e pesquisa de enterovírus, com peso molecular previsto de 20 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do produto	mAb de coelho contra EV71 3C
Espécie	Enterovírus
Imunógeno	Proteína recombinante 3C do enterovírus EV71
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Enterovírus
Peso da proteína	20 kDa
Envio	Bolsa de gelo