

Ev71 3D Pab De Coelho - B9Vuu3

Número do item: CM0020366

introdução

O pAb de Coelho contra EV71 3D é um anticorpo policlonal produzido em coelho contra a proteína 3D do Enterovírus EV71 (aa 1-217, B9VUU3). Adequado para aplicações de WB e ELISA, com reatividade cruzada com humanos. Ideal para pesquisas sobre EV71 e desenvolvimento de diagnósticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	EV71 3D pAb de Coelho
Espécie	Enterovírus
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-217 da proteína 3D do Enterovírus EV71 (B9VUU3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana
Transporte	Bolsa de gelo