

Anticorpo Policlonado De Coelho Ev71 3D - Ev71 3D

Número do item: CM0030785

introdução

Anticorpo policlonado de coelho produzido contra a proteína 3D recombinante do Enterovírus EV71. Aplicável em WB e ELISA, com reatividade cruzada humana relatada. Suporta a detecção de EV71 e o desenvolvimento de ensaios.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	EV71 3D pAb de Coelho
Espécie	Enterovírus
Imunógeno	Proteína recombinante do Enterovírus EV71 3D
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana
Envio	Bolsa de gelo