

Anticorpo Monoclonal De Coelho Ewsr1 Para Wb, Ihc-P - Q01844

Número do item: CM0010300



introdução

Anticorpo Monoclonal de Coelho EWSR1 validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Tem como alvo o terminal N do EWSR1 humano; reage com humano, camundongo, rato. Ideal para estudos de câncer e regulação da transcrição.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	EWSR1 mAb de Coelho
Observações/Apelido	EWS; EWS-FLI1; bK984G1.4; EWSR1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	2130
ID do Gene	2130
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-189 do EWSR1 humano (Q01844)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q01844
Peso da Proteína	68kDa
Envio	Saco com gelo