

Anticorpo Policlonado De Coelho Para Ewsr1 Para If/Cit, Elisa - Q01844

Número do item: CM0016801



introdução

Anticorpo policlonado de coelho contra EWSR1 humana, validado para aplicações de IF/CIT e ELISA. Tem como alvo a proteína da região de ponto de ruptura do sarcoma de Ewing, um repressor transcricional envolvido na tumorigênese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	EWSR1 Rabbit pAb
Observações/Alias	EWS; EWS-FLI1; bK984G1.4; EWSR1
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	2130
GeneID	2130
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-300 da EWSR1 humana (NP_001156757.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	IF/CIT, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	Q01844
Peso da Proteína	68kDa
Transporte	Bolsa de gelo